

ANTENNE WIFI USB POUR ECG CARDIOMATE SPENGLER




Ref. 260013



 03/10/2024 21:41:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ANTENNE WIFI USB POUR ECG CARDIOMATE SPENGLER



Ref. 260013

Antenne WIFI USB avec une garantie de 1 an !

Description

C'est une Antenne WIFI USB pour L'ECG Cardiomate a 3, 6 et 12 pistes.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3700446042080	Code douanier	9018110000
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

03/10/2024 21:41:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr