

ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURETHANE ET DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ELECTRIQUE VOG



Ref. OV0012



03/10/2024 21:27:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ETRIERS EN MOUSSE DE POLYURETHANE ET DOUILLES COULISSANTES POUR DIVAN ELECTRIQUE VOG



Ref. OV0012

Decouvrez nos etriers en mousse de polyurethane pour divan electrique

Description

Etriers en mousse de polyurethane pour examen gynecologique, hauteur et orientation réglable.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040094335	Code douanier	94029000
Garantie (mois)	36	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

03/10/2024 21:27:32 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr