


STATION DE DIAGNOSTIC SPENGLER SPOT-CHECK 2VS PNI+SPO2



Ref. 546001



09/10/2024 00:03:14 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC SPENGLER SPOT-CHECK 2VS PNI+SPO2



Ref. 546001

Petite et legere. (Facile a transporter grace a son socle a roulettes.)

Description

- Grand ecran de 10,9 cm pour une bonne lisibilite
- Equipee d'une batterie de grande autonomie
- Grande memoire permettant d'enregistrer 100 patients
- Trois modes de mesure : nourrissons, enfants et adultes. Module saturation en oxygene.

Caracteristiques

Marquage CE	CE0123	Dispositif Medical	Classe IIa
Code barre	6941900603387	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	12	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.439
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	10	Humidite maxi	95
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

09/10/2024 00:03:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr