

OTOSCOPE DIGITAL FIREFLY SANS FIL IOS ANDROID

Réf. DFIDE570



OTOSCOPE DIGITAL FIREFLY SANS FIL IOS ANDROID



Réf. **DFIDE570**

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :		Non	
Marquage :		Code barres :	
Garantie (mois) :		Code douanier :	
Stérile :		90189042	
Non			
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	20,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	15,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	5,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,302
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



31/03/2022 03:48 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DFIDE570