

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. D1.211.212



14/10/2024 20:52:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

LAMPE STYLO, LED - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. D1.211.212

La lampe-stylo LED de Luxamed est resistente et tient durablement dans le temps grace a la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un eclaireage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentees par un courant constant garantissant une duree de vie considerablement plus longue

Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumiere LED appouee pour l'examen des yeux.

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensite lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Temperature de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

Caracteristiques

| | | | |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 04260381961680 | Garantie (mois) | 24 |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | nc |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini | 10 | Humidite maxi | 90 |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Couleurs | Bleu | | |

14/10/2024 20:52:29 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr