

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED®

## LUXAMED®

Ref. D1.211.312

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE


GARANTIE  
**2**  
2 ANS  
GUARANTEE



 14/10/2024 21:18:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAMPE STYLO, LED - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. D1.211.312

La lampe-stylo LED de Luxamed est resistente et tient durablement dans le temps grace a la technologie LED !

Cette technologie permet un champ de vision libre sans ombre et un eclaireage optimal dans la zone d'application. Les LED sont alimentees par un courant constant garantissant une duree de vie considerablement plus longue

## Description

Lampe stylo pour un examen optimal des yeux et de la gorge, avec lumiere LED appouee pour l'examen des yeux.

- Haute resistance de la lampe-stylo en ABS plastique
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Intensite lumineuse : entre 18 000 et 22 000 mcd
- Temperature de couleur, environ : 7000K
- Tension : 3.0V
- Alim. : 2x piles alcalines AAA, incl
- Poids : 31.5 g

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381961697	Garantie (mois)	24
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Gris		

14/10/2024 21:18:05 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)