

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507202


CE



 12/10/2024 01:34:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507202

Le stethoscope polyvalent de Spengler

Description

Stethoscope pour l'auscultation polyvalente.
Sa prise en main ideale et ses performances le destinent a l'auscultation generale et specialisee.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
 - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
 - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alize, Orange, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon, Marine, Noir

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446009076 | Code douanier | 90181990 |
| Garantie (mois) | 60 | | |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | 16 | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 32 | Unite emballee / Poids (kg) | 0.398 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Couleurs | Bleu marine | Unite emballee / Quantite | 1 |

12/10/2024 01:34:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr