

## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507204

CE



12/10/2024 01:32:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507204

## Le stethoscope polyvalent de Spengler

### Description

Stethoscope pour l'auscultation polyvalente.  
Sa prise en main ideale et ses performances le destinent a l'auscultation generale et specialisee.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
  - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
  - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alize, Orange, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon, Marine, Noir

### Caracteristiques

|   |               |                               |          |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE                               | CE            | Dispositif Medical            | Classe I |
| Code barre                                | 3700446004026 | Code douanier                 | 90181990 |
| Garantie (mois)                           | 60            |                               |          |
| <b>MESURES</b>                            |               |                               |          |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc            | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc       |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc            | Unite emballee / Poids (kg)   | 0.398    |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |               |                               |          |
| Temperature mini                          | NA            | Temperature maxi              | NA       |
| Humidite mini                             | NA            | Humidite maxi                 | NA       |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |               |                               |          |
| Couleurs                                  | Gris          | Unite emballee / Quantite     | 1        |

12/10/2024 01:32:34 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)