


## STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209

CE



12/10/2024 01:58:49 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER MAGISTER ADULTE DOUBLE PAVILLON



Ref. 507209

## Le stethoscope polyvalent de Spengler

### Description

Stethoscope pour l'auscultation polyvalente.

Sa prise en main ideale et ses performances le destinent a l'auscultation generale et specialisee.

- Double pavillon en acier inoxydable : adulte et cloche
- Membrane double frequence :
  - Pression legere pour une ecoute des basses frequences (vasculaire et cardiaque)
  - Pression ferme pour une ecoute des hautes frequences (pulmonaire)
- Lyre en acier inoxydable, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables

Disponible en Gris Alize, Orange, Rose Bougainvillier, Rouge, Vert Lagon, Marine, Noir

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446004002	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.398
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Vert	Unite emballee / Quantite	1

12/10/2024 01:58:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)