

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334106

CE



📅 20/10/2024 00:35:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334106

Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout male) pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026974	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.215
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 20/10/2024 00:35:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr