

## BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334126


CE



 20/10/2024 00:41:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334126

## Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout male) pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446026981	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 20/10/2024 00:41:21 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)