

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334150



20/10/2024 00:45:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

BRASSARDS SEULS POUR LIAN (HORS LIAN CLASSIC), TAILLE XXS A XL, SPENGLER



Ref. 334150

Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm équipée d'un raccord rapide à vis (embout male) pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Existe en taille XXS, XS, S, M, L, XL, en coton ou nylon, rouge, gris, marine, noir ou motifs

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446026622 | Code douanier | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 0.335 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

📅 20/10/2024 00:45:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr