

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. DUCRYO03



CE
0344



 21/10/2024 21:05:39 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CRYO PROFESSIONAL 170 ML - 30 APPLICATIONS 5 MM & 30 APPLICATIONS DE 2 MM



Ref. DUCRYO03

Permet de traiter efficacement les lésions cutanées bénignes

Description

- Agent cryotherapique, permettant de delivrer une temperature de -55°C en moins de 15 secondes
- Duree d'application entre 15 et 40 secondes
- Set complet comprenant :
 - Une bombe aerosol de 170 ml
 - Des batonnets applicateur de 2mm et/ou 5 mm, utilisables en fonction des differentes lésions
- Un mode d'emploi
- La vente de ce materiel medical est reservee aux etablissements de sante, medecins et cabinets medicaux

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE0344 | Dispositif Medical | Classe IIa |
| Code barre | 8717484005835 | Code douanier | 29091990 |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | 7 | Unite emballee / Hauteur (cm) | 14 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 14 | Unite emballee / Poids (kg) | 0.3 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature maxi | 25 | | |

AUTRES CARACTERISTIQUES

📅 21/10/2024 21:05:39 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr