

MARTEAU A REFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-250



21/10/2024 21:08:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MARTEAU A REFLEXES BABINSKI SPENGLER, ADULTE, 25 CM



Ref. M05-320-250

Marteau a reflexes BABINSKI Spengler - tete avec deux positions possibles

Description

- Manche avec pointe sur la vis
- Tete devissable 2 positions
- Longueur 25 cm
- Existe en coloris bleu, noir et rouge

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446010652	Code douanier	90189090
Garantie (mois)	60	Pays	Pakistan
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite nue / Longueur (cm)	25
Unite emballee / Poids (kg)	0.089	Unite nue / Poids (kg)	0.089
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Noir	Unite emballee / Quantite	1

21/10/2024 21:08:24 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr