

MINI LECTEUR URITOP (PORTABLE)

URITOP+®

Réf. DPTDR50



CE

DMDIV

MINI LECTEUR URITOP (PORTABLE)

Réf. **DPTDR50**

Pour une lecture quantitative et qualitative ; et un stockage des résultats

- Transfert, lecture et interprétation automatiques
 - Compatible avec les bandelettes URITOP®+ 5, 7 et 11
 - Traçabilité patient et produit
 - Capacité d'analyse 40 à 50 échantillons / heure
 - Mémoire 2 000 résultats
 - Connection ordinateur PC et clavier étanche
- EN OPTION : Impression des résultats avec l'imprimante lecteur MINI URITOP® vendue séparément sur commande

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	DMDIV (diagnostic In Vitro)	
Marquage :	CE	Code barres :	3661040218045
Garantie (mois) :	0	Code douanier :	38220010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	21,5
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	23,5
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	10,0
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	1,300
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



21/06/2022 12:29 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DPTDR50

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.