

BRASSARD SPENGLER / POCHE LIAN CLASSIC / COTON



Ref. 332012



24/10/2024 21:03:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD SPENGLER / POCHE
LIAN CLASSIC / COTON**

Ref. 332012

Description

Brassard coton avec poche en caoutchouc haute resistance.
Tubulure jumelee 7,5 cm equipee de raccords rapides CPC.
Marquages normalises.
Lavable a 30-40°.

Existe en taille XS, XS, S, M, L

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028480	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.21
Unite nue / Poids (kg)	0.21		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

24/10/2024 21:03:09 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr