

**BRASSARD/POCHE SPENGLER 1
T/SANS RACCORD/NYLON OXFORD
NOIR/ENFANT (S)**



Ref. 333020



 24/10/2024 20:48:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD/POCHE SPENGLER 1
T/SANS RACCORD/NYLON OXFORD
NOIR/ENFANT (S)**

Ref. 333020

Description

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.
Lavables à 30-40°.

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446008741	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.1
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 24/10/2024 20:48:16 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr