

**BRASSARD/POCHE SPENGLER 1  
T/SANS RACCORD/NYLON  
GRIS/OBESE (XL)**



Ref. 333091



 24/10/2024 20:27:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD/POCHE SPENGLER 1  
T/SANS RACCORD/NYLON  
GRIS/OBESE (XL)**

Ref. 333091

**Description**

Brassard avec poche simple tubulure 60 cm pour Lian® NM, Lian® Metal, Lian® Nano, Lian® Scenic, Ergo Sphyg®, Lian® Couleur.  
Lavables à 30-40°.

**Caracteristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446030452	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.2
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 24/10/2024 20:27:14 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)