

## BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD BAYONET + CLAMP)




Ref. 337881



 24/10/2024 20:31:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD CLINIC 1T/LARGE ADULTE (L) (RACCORD BAYONET + CLAMP)



Ref. 337881

## Description

Brassard Clinic® avec clamp simple tubulure compatible Moniteurs Spengler 2VS, 4VS, Suntech, Philips  
Taille L  
Livree avec connecteur rectus bayonet DSP316163

## Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446030964	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 24/10/2024 20:31:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)