

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507710



CE



24/10/2024 20:57:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507710

Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudre, Corail, Myrtille ou Carbon

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446029913 | Code douanier | 90181990 |
| Garantie (mois) | 60 | | |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 0.226 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Couleurs | Myrtille | Unite emballee / Quantite | 1 |

24/10/2024 20:57:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr