

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713



CE



24/10/2024 20:50:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507713

Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudre, Corail, Myrtille ou Carbon

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029944	Code douanier	9018.90.20.00-9
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Rose Poudre	Unite emballee / Quantite	1

24/10/2024 20:50:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr