

## BRASSARD POUR MOBI (M A XL) SPENGLER



Ref. 513713



28/10/2024 20:06:02 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD POUR MOBI (M A XL) SPENGLER



Ref. 513713

## Description

Piece detachee :

- De couleur grise
- Les brassards disposent d'une entree universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les materiaux selectionnes ameliorent le nettoyage et la durabilite
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilite degagee de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- M (bras d'une circonference de 25 a 34 cm)
- L (bras d'une circonference de 32 a 42 cm)
- XL (bras d'une circonference de 40 a 55 cm)

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028022	Code douanier	90189010
Garantie (mois)	12	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.306
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1	Taille Americaine (XXS - XXL)	L

📅 28/10/2024 20:06:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)