

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507710



CE



28/10/2024 20:08:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STETHOSCOPE SPENGLER DUAL PULSE II DOUBLE PAVILLON



Ref. 507710

Le stethoscope indispensable. Poids minimal, performance maximale.

Description

HAUTE QUALITE ACOUSTIQUE

- Tubulure simple avec un conduit haute performance
- Lyres haute resolution
- Membrane haute resolution

CONFORT

- Bague antifroid
- Embouts auriculaires en silicone
- Nouveau design de lyres plus adapte a l'anatomie
- Pavillon en aluminium pour reduire le poids

POLYVALENCE

Un pavillon adulte et un pavillon cloche

Disponible en Rose Poudre, Corail, Myrtille ou Carbon

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446029913	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	60		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.226
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Myrtille	Unite emballee / Quantite	1

28/10/2024 20:08:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr