


STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Ref. BCMONI01



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
ANS
3 YEARS
GUARANTEE



30/10/2024 22:26:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 COMEN

COMEN

Ref. BCMONI01

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient.

Description

- Le moniteur NC3 permet de mesurer 2 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI) et la saturation en oxygène (SpO2). Particulièrement rapide et facile à utiliser (démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI: 20 à 30 secondes) Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient, dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD
- Ecran LCD retro-eclaire de 6"
 - Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique, neonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
 - Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
 - Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
 - 50 groupes/patients de données sauvegardées
 - Poids : 1,25kg
 - Options : Pied à roulettes , support mural

Caracteristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040219103	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	25	Unite nue / Largeur (cm)	21
Unite emballee / Hauteur (cm)	26	Unite nue / Hauteur (cm)	13
Unite emballee / Longueur (cm)	31	Unite nue / Longueur (cm)	13
Unite emballee / Poids (kg)	2.95	Unite nue / Poids (kg)	1.25
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	60
Humidite mini	NA	Humidite maxi	93
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/10/2024 22:26:02 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr