



STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

COMEN

Ref. BCMONI02



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
3 YEARS
GUARANTEE



30/10/2024 22:24:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI + SPO2 + TEMP COMEN

COMEN

Ref. BCMONI02

La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient avec l'option température

Description

Le moniteur NC3 permet de mesurer 3 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI), la saturation en oxygène (SpO2) et la température (TEMP) à l'aide d'un thermomètre tympanique à infra rouge sans fil. Particulièrement rapide et facile à utiliser: démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI 20 à 30 secondes et température 1 à 2 secondes. Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD, ainsi que dans les cabinets médicaux.

- Ecran LED retro-eclaire de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique et neonatal) (livre avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Thermomètre IR tympanique
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes (patients) de données sauvegardées
- Poids: 1,250kg
- Option: pied à roulettes, support mural

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------|
| Marquage CE | CE1639 | Dispositif Medical | Classe IIb |
| Code barre | 3661040219066 | Code douanier | 9018199560 |
| Garantie (mois) | 36 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | 25 | Unite nue / Largeur (cm) | 12.5 |
| Unite emballee / Hauteur (cm) | 26 | Unite nue / Hauteur (cm) | 22 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 31 | Unite nue / Longueur (cm) | 13 |
| Unite emballee / Poids (kg) | 2.95 | Unite nue / Poids (kg) | 1.25 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | -20 | Temperature maxi | 55 |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | 85 |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

 30/10/2024 22:24:25 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr