



MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + ECG + PRINT

COMEN

Ref. BCMONI05



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3
3 ANS
GUARANTEE



30/10/2024 22:30:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + ECG + PRINT

COMEN

Ref. BCMONI05

Le moniteur multi-parametres tres intuitif et d'une grande lisibilite grace a son ecran tactile 8", dote d'un themometre tympanique et d'un ECG avec imprimante.

Description

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-parametres parfaitement adapte a tous les services des etablissements hospitaliers et des cliniques, grace a son double mode de controle ponctuel et de surveillance au chevet du patient et a sa petite taille avec en option un pied a roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2, TEMP, ECG + Imprimante
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Mesure de la temperature corporelle par thermometre tympanique infra-rouge sans fil
- Mesure de l'ECG 3 derivations avec imprimante
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre probleme patient et probleme technique, fonction appel infirmier(e))
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pediatrique et neonatal) (livre avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte)
- Batterie Lithium 2200mAh rechargeable integree d'une autonomie de 3 heures et d'une autonomie de 8 heures avec batterie Lithium 4400mAh non integree.
- Communication : WIFI, HL7, appel infirmier(e) avec le Systeme Informatique de l'Hopital et le Systeme de Surveillance Centralise
- Options: Pied a roulettes, support mural et douche code barre
- Poids: 2,3kg

 30/10/2024 22:30:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN
+ TEMP + ECG + PRINT****COMEN**

Ref. BCMONI05

Caracteristiques

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040219097	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	29	Unite nue / Largeur (cm)	16.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	26	Unite nue / Hauteur (cm)	25
Unite emballee / Longueur (cm)	36	Unite nue / Longueur (cm)	16.5
Unite emballee / Poids (kg)	3.8	Unite nue / Poids (kg)	2.3
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/10/2024 22:30:48 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr