


MONITEUR MULTI-PARAMETRES D'URGENCE C30 (ECG 3 DERIVATIONS) COMEN

Ref. BCMONI07



CE
1639



DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIb
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
3 ANS
3
GUARANTEE



30/10/2024 22:48:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MONITEUR MULTI-PARAMETRES D'URGENCE C30 (ECG 3 DERIVATIONS) COMEN

COMEN

Ref. BCMONI07

Un moniteur 5 en 1 avec la surveillance de 5 parametres vitaux. Intuitif grace a son ecran tactile en couleur et tres facile a transporter car ultra compact.

Description

Le moniteur multi-parametres C30, dedie au premier secours pour une surveillance sur place ou dans les vehicules d'urgence. Il mesure la pression arterielle non invasive (PNI), la saturation en oxygene (SpO2), la frequence respiratoire (RESP), la capnographie (EtCO2), la temperature corporelle et dispose d'un ECG 3 derivations.

Parametres: PNI, SpO2, ECG, Respiration, 2 canaux de temperature (sondes a rajouter), EtCO2 (capteur a rajouter).

Ecran: Tactile 4,3" avec retro-eclairage.

Double alarme: sonore (reglable) et visuelle a 3 niveaux avec systeme d'alarme intelligent a 3 couleurs (bleue, jaune, rouge).

PNI: adaptee a tous types de patients (adulte, enfant et nouveau-ne).

Stockage: 48 heures de stockage de donnees et d'analyse des tendances.

Batterie: lithium integree de 2200mAh (autonomie de 4 heures).

Options: Sac de transport en option et kit de batterie de transport (7200mAh).

Alimentation: Kit d'alimentation (12V) au vehicule de secours, en option.

Systeme d'exploitation : Linux.

Dimensions: 19 X 8,2 X 10,5cm.

Poids : 1,5kg.

Garantie: 3 ans.

Caracteristiques

| | | | |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| Marquage CE | CE1639 | Dispositif Medical | Classe IIb |
| Code barre | 3661040219479 | Code douanier | 9018193010 |
| Garantie (mois) | 36 | Pays | Chine |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|-----|---------------------------|------|
| Unite emballee / Largeur (cm) | 26 | Unite nue / Largeur (cm) | 8.2 |
| Unite emballee / Hauteur (cm) | 21 | Unite nue / Hauteur (cm) | 10.5 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 28 | Unite nue / Longueur (cm) | 19 |
| Unite emballee / Poids (kg) | 3.2 | Unite nue / Poids (kg) | 1.5 |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -20 | Temperature maxi | 60 |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | 93 |

AUTRES CARACTERISTIQUES

| | |
|---------------------------|---|
| Unite emballee / Quantite | 1 |
|---------------------------|---|

📅 30/10/2024 22:48:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr