


## MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + PRINT

# COMEN

Ref. BCMONI09



CE  
1639



DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**IIb**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**3**  
ANS  
3 YEARS  
GUARANTEE



30/10/2024 22:39:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

www.gsh-med.fr

## MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN + TEMP + PRINT

# COMEN

Ref. BCMONI09

**Le moniteur multi-parametres tres intuitif et d'une grande lisibilite avec son ecran tactile 8", dote d'un thermometre tympanique et d'une imprimante**

### Description

Le moniteur NC5 est le moniteur multi-parametres parfaitement adapte a tous les services des etablissements hospitaliers et des cliniques, grace a son double mode de controle ponctuel et de surveillance continue au chevt du patient et a sa petite taille avec en option un pied a roulettes ou un support mural.

- Mesure PNI, SpO2 et TEMP (thermometre tympanique infra-rouge sans fil).
- imprime les resultats.
- Ecran TFT tactile 8" pour un affichage clair et une utilisation intuitive
- Alarmes sonores et visuelles (distinction entre probleme physiologique et probleme technique, fonction: appel infirmier(e)).
- Accessoires PNI et SpO2 pour tous types de patient (Adulte, pediatrique et neonatal) (livre avec brassard PNI et capteur SpO2 pour adulte).
- Affichage des scores d'alerte precoce: NEWS, MEWS, EWS et calcul de parametres cliniques.
- Batterie lithium 2200mAh rechargeable integree d'une autonomie de 3 heures et autonomie de 8 heures avec batterie lithium 4400mAh non integree.
- Communication: WIFI, HL7, appel infirmier(e) avec le Systeme Informatique de l'Hopital (SIH) et le systeme de Surveillance Centralise.
- Options: Pied a roulettes, support mural, douche code barre
- Poids: 2,3kg

 30/10/2024 22:39:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**MONITEUR NC5 PNI + SPO2 COMEN  
+ TEMP + PRINT****COMEN**

Ref. BCMONI09

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE1639	Dispositif Medical	Classe IIb
Code barre	3661040220017	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	29	Unite nue / Largeur (cm)	16.5
Unite emballee / Hauteur (cm)	26	Unite nue / Hauteur (cm)	25
Unite emballee / Longueur (cm)	36	Unite nue / Longueur (cm)	16.5
Unite emballee / Poids (kg)	3.8	Unite nue / Poids (kg)	2.3
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-20	Temperature maxi	55
Humidite mini	NA	Humidite maxi	85
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

 30/10/2024 22:39:45 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)