

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC



Ref. 330021



 04/11/2024 21:48:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD SPENGLER / POCHE
VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC**

Ref. 330021

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou a sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|------------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446006822 | Code douanier | 9018901000 |
| Garantie (mois) | 6 | Pays | France |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | 12 | Unite emballee / Hauteur (cm) | 3 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | 15 | Unite emballee / Poids (kg) | 0.138 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

04/11/2024 21:48:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr