

## LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLACABLE

# LUXAMED®

Ref. E1.323.012

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



04/11/2024 23:10:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLACABLE

**LUXAMED®**

Ref. E1.323.012

**Lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable**

## Description

Les lames MILLER de laryngoscope LUXAMED® pour fibre optique remplaçable sont disponibles en plusieurs tailles.



	A(mm)	B(mm)
Taille 00	64	11
Taille 0	74	11
Taille 1	101	11
Taille 2	152	13
Taille 3	194	13
Taille 4	204	17

- Lame pour fibre optique remplaçable
- Conçue en acier inoxydable de haute qualité pour une longue durée de vie
- 5500 fibres pour atteindre une durée de vie et une intensité lumineuse maximales
- Éclairage optimal avec la plus grande section possible (4mm de diamètre)
- Éclairage d'environ 10 500 Lux pour 3.7V LED
- Compatible avec tous les manches conformes à l'ISO 7376 (standard écoresponsable)
- Autoclavable jusqu'à 134°C (environ 4 000 fois)
- Datamatrix avec toutes les informations importantes pour la traçabilité

04/11/2024 23:10:44 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## LAME MILLER DE LARYNGOSCOPE LUXAMED®, F.O. REMPLACABLE

**LUXAMED®**

Ref. E1.323.012

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960478	Garantie (mois)	24
Pays	Allemagne		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Taille	Taille 3		

📅 04/11/2024 23:10:44 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)