

## MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.112



CE



04/11/2024 23:12:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.112

Marteaux a reflexe de Tromner | Grande taille

## Description

Marteaux a reflexe en aluminium et laiton

- Repartition optimale du poids
- Avec aiguille de sonde neurologique
- Longueur : 23cm | poids : 245g
- Sans brosse pour des raisons d'hygiene

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960287	Garantie (mois)	24
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Noir		

04/11/2024 23:12:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)