

MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.915



CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 ANS
GUARANTEE

04/11/2024 20:37:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

MARTEAU A REFLEXES TROMNER, ALUMINIUM - LUXAMED® - 23CM

LUXAMED®

Ref. M1.111.915

Marteaux a reflexe de Tromner | Grande taille

Description

Marteaux a reflexe en aluminium et laiton

- Repartition optimale du poids
- Avec aiguille de sonde neurologique
- Longueur : 23cm | poids : 245g
- Sans brosse pour des raisons d'hygiene

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960317	Garantie (mois)	24
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Blanc		

04/11/2024 20:37:36 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr