


## MANCHETTE A PRESSION CLEAR FUSE DDM

Ref. M30500



04/11/2024 22:43:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## MANCHETTE A PRESSION CLEAR FUSE DDM

Ref. M30500

CLEAR FUSE, la manchette a pression transparente made in France!

### Description

Les manchettes a pression sont des dispositifs medicaux concus pour un usage en bloc operatoire, en unites de soins intensifs ou dans les vehicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accelerer manuellement la perfusion de sang et de solutes, lorsque la gravite ne permet pas d'atteindre les debits souhaites.

La manchette a pression CLEAR FUSE est compatible avec toutes les poches de solute ou de sang car elle existe en 3 tailles: 500cc, 1000cc, 3000cc

Surveillance optimisee et fiabilite

- Reutilisable et facile a nettoyer/desinfecter
- Extremement facile a utiliser. la poche s'installe dans la manchette ouverte sur un plan plat et non quand elle est pendue au pied a serum.
- Visualisation de la poche de solute grace au materiau en PU qui l'enroule.
- Plage de pression de 0 a 300mmHg par graduation de 10mmHg
- Precision de la pression du manometre a  $\pm 3$  mmHg
- Zone rouge sur le cadran a 300mmHg pour eviter la surpression
- Decompression controlee avec un robinet simple
- Resistante car concue en membrane TPU soudee par soudure haute frequence.

Toutes nos machettes a pression sont fabriquees dans notre Manufacture de Castelculier pres d'Agen

📅 04/11/2024 22:43:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# MANCHETTE A PRESSION CLEAR FUSE DDM

Ref. M30500

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	370046820393	Code douanier	981090
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
Unite nue / Poids (kg)	300		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40
AUTRES CARACTERISTIQUES			

04/11/2024 22:43:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)