

BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC



Ref. 330002

CE



 04/11/2024 22:33:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

**BRASSARD SPENGLER / POCHE
VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC**

Ref. 330002

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou a sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446000264	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.274
Unite nue / Poids (kg)	0.274		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 04/11/2024 22:33:58 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr