

## BRASSARD SPENGLER / POCHE VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC




Ref. 330012



 04/11/2024 21:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD SPENGLER / POCHE  
VAQUEZ-LAUBRY CLASSIC**

Ref. 330012

**Description**

Brassard compatible Vaquez-Laubry® Classic taille S, M, L, en velcro ou a sangles, en polycoton avec poche caoutchouc. Couleur rouge, marine, gris

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028541	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	France
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.19
Unite nue / Poids (kg)	0.19		
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

04/11/2024 21:13:17 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)