

BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO



Ref. 330210



📅 04/11/2024 22:26:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

**BRASSARD SPENGLER, POCHE
VAQUEZ-LAUBRY NANO**

Ref. 330210

Description

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manometre en croute de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028596	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.18
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Unite emballee / Quantite	1		

04/11/2024 22:26:51 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr