

## BRASSARD SPENGLER, POCHE VAQUEZ-LAUBRY NANO




Ref. 330220



 04/11/2024 21:23:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**BRASSARD SPENGLER, POCHE  
VAQUEZ-LAUBRY NANO**

Ref. 330220

**Description**

Brassard compatible Vaquez-Laubry Nano, de couleur noir, en nylon Oxford noir avec poche caoutchouc double tubulure (10 cm et 60 cm), support de manometre en croute de cuir, fermeture par velcro.

Existe en taille S, M ou L

**Caracteristiques**

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028565	Code douanier	9018901000
Garantie (mois)	6	Pays	Indonesie
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.15
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

04/11/2024 21:23:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)