

## STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507522

CE



04/11/2024 21:46:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# STETHOSCOPE SPENGLER PULSE SIMPLE PAVILLON



Ref. 507522

## Le stethoscope pour la prise de tension au quotidien

### Description

Le stethoscope PULSE est un instrument pour le diagnostic et la prise de tension au quotidien.

- Simple pavillon en alliage d'aluminium
- Tubulure simple avec conduit haute performance
- Membrane haute resolution en resine epoxy
- Lyre en laiton, legere, orientee a l'anatomie auriculaire
- Bague antifroid et embouts auriculaires confortables assortis a la couleur de la tubulure

Disponible en Rouge, Vert Lagon (jusqu'a epuisement de stock), Gris Alize (jusqu'a epuisement de stock), Noir, Bleu Azur, Marine, Rose Bougainvillier

### Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446009281	Code douanier	90181990
Garantie (mois)	36		
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.22
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Bleu marine	Unite emballee / Quantite	1

04/11/2024 21:46:46 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)