


BRASSARD POUR MOBI (XS A S) SPENGLER



Ref. 513710


CE



04/11/2024 20:49:13 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

BRASSARD POUR MOBI (XS A S) SPENGLER



Ref. 513710

Description

Piece detachee :

- Motifs pediatriques sur le brassard
- Les brassards disposent d'une entree universelle LIFE LINK pour connecter la tubulure
- Les materiaux selectionnes ameliorent le nettoyage et la durabilite
- La nouvelle silhouette du brassard offre une lisibilite degagee de l'index de taille du brassard

Tailles disponibles :

- XS (bras d'une circonference de 9 a 16 cm)
- S (bras d'une circonference de 15 a 26 cm)

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|-------------------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700446027995 | Code douanier | 90189010 |
| Garantie (mois) | 12 | Pays | France |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | 0.143 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | NA | Temperature maxi | NA |
| Humidite mini | NA | Humidite maxi | NA |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | Taille Americaine (XXS - XXL) | XS |

04/11/2024 20:49:13 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr