

## BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMETRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



Ref. 522713



 04/11/2024 20:35:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

# BRASSARD ADULTE POUR TENSIOMETRE GRAND CADRAN MAXI+3 DE SPENGLER



Ref. **522713**

## Description

Brassard disponible en taille S, M, L pour tensiometre grand cadran MAXI+3 de SPENGLER

Guide des tailles :

- Le brassard L est adapte aux bras d'un circonference de 33,3 a 51 cm
- Le brassard M est adapte aux bras d'un circonference de 24,5 a 40 cm
- Le brassard M est adapte aux bras d'un circonference de 18,4 a 26,7 cm

## Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700446028190	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	60	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	0.071
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Unite emballee / Quantite	1		

📅 04/11/2024 20:35:47 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)