

TUNIQUE MEDITERRANEE-SERGE- RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES



Ref. WSMED07_00



04/11/2024 20:55:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

TUNIQUE MEDITERRANEE-SERGE- RAS DE COU-BLANC-MANCHES COURTES



Ref. WSMED07_00

Description

- Tunique femme
- Serge
- Encolure ronde
- Manches kimono courtes
- 3 poches plaquées
- Fermeture décalée sur le devant par boutonnage, 5 pressions
- Hauteur vêtement +/- 75 cm
- 65% polyester, 35% coton
- 200 g/m²
- Existe de la taille 00 à la taille 6

Caracteristiques

Marquage CE	AUCUN	Dispositif Medical	Non
Code barre	3661040197883	Code douanier	62114310030
Pays	Tunisie		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	30	Unite emballee / Hauteur (cm)	1
Unite emballee / Longueur (cm)	38	Unite emballee / Poids (kg)	0.3
Unite nue / Poids (kg)	0.3		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	NA	Temperature maxi	NA
Humidite mini	NA	Humidite maxi	NA
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Blanchiment	Blanchissement interdit	Lavage	Lavage a 80°C
Modele	Modele femme	Nettoyage	Nettoyage a sec
Unite emballee / Quantite	1	Taille	Taille 00

📅 04/11/2024 20:55:00 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr