

ECG CARDIOMATE 6 SPENGLER



Ref. 260006



CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
IIa
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
ANS
2 YEARS
GUARANTEE



13/11/2024 00:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 6 SPENGLER



Ref. 260006

Les ECG CARDIOMATE® sont des instruments d'une tres grande fiabilite.

Description

Precis et intuitif, l'ECG 6 pistes, Spengler Cardiomate 6 est le compagnon ideal en cabinet ou en deplacement. Dote d'une vitesse d'echantillonnage record, il enregistre toute l'activite electrique du coeur avec une precision absolue et delivre des analyses d'une grande precision. Avec sa grande memoire integree et sa connexion par USB a un PC, le transfert des ECG est facilite.

TRES GRANDE PRECISION DES MESURES

- Visualisation des 12 derivations en temps reel
- Vitesse d'echantillonnage 32 000Hz
- Convertisseur 24 bits
- Interpretation automatique et calcul des intervalles
- Detection de Pacemaker

SIMPLE D'UTILISATION

- Ecran LCD couleur 7" inclinables
- Enregistrement et impression de l'ECG avec une seule touche
- Clavier alphanumerique
- Impression sur papier thermique ou via PC

CONNECTIQUE ET MEMOIRE

- Memoire interne de 1 000 ECG
- Transfert des ECG sur PC par simple connexion USB
- Options : Carte SD, Wifi, scanner code-barre, logiciel PC-ECG

TRANSPORTABLE

- Batterie de 2600mAh pour une plus grande autonomie (> 6 heures en continu), ideal en cabinet et deplacement
- Leger et robuste
- Poignee de transport

ACCESSOIRES

- Un adaptateur secteur
- Un cable d'alimentation
- Un cable mise a terre
- Un rouleau papier thermique
- Un manuel d'utilisation
- Un cable patient
- Des electrodes (pinces)/(ventouses)

 13/11/2024 00:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

ECG CARDIOMATE 6 SPENGLER



Ref. 260006

Caracteristiques

| | | | |
|---|---------------|---------------------------|------------|
| Marquage CE | CE0123 | Dispositif Medical | Classe IIa |
| Code barre | 3700446025489 | Code douanier | 9018110000 |
| Garantie (mois) | 24 | Pays | Chine |
| MESURES | | | |
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite nue / Largeur (cm) | 24.4 |
| Unite emballee / Hauteur (cm) | nc | Unite nue / Hauteur (cm) | 6.5 |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite nue / Longueur (cm) | 31 |
| Unite emballee / Poids (kg) | 4.86 | Unite nue / Poids (kg) | 2.4 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES | | | |
| Temperature mini | -20 | Temperature maxi | 50 |
| Humidite mini | 25 | Humidite maxi | 85 |
| AUTRES CARACTERISTIQUES | | | |
| Unite emballee / Quantite | 1 | | |

13/11/2024 00:10:40 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr