

CUISSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE

Ref. GCS103



DDM 


CE



 13/11/2024 00:07:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

CUISSARDS POLYESTER AUTOCLAVABLES DROIT 1 POCHE



Ref. GCS103

Ces cuissards pour Garrot DDM sont autoclavables

Description

Les cuissards pour garrots DDM sont en polyester. Ils sont desinfectables et autoclavables. Ils sont composes d'une poche amovible en silicone pour faciliter le passage dans l'autoclave.

Ceux la sont disponibles de forme droite.

Il existent en plusieurs tailles

Dimensions de la poche en cm

| | |
|-----------------------|--------------|
| Cuissard enfant | 35.5 x 6 cm |
| Cuissard petit adulte | 53 x 6 cm |
| Cuissard adulte | 69 x 9 cm |
| Cuissard adulte L | 81 x 9 cm |
| Cuissard adulte XL | 85.5 x 12 cm |

Caracteristiques

| | | | |
|-------------|---------------|--------------------|----------|
| Marquage CE | CE | Dispositif Medical | Classe I |
| Code barre | 3700468203650 | Code douanier | 90189084 |
| Pays | France | | |

MESURES

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------------------|----|
| Unite emballee / Largeur (cm) | nc | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc |
| Unite emballee / Longueur (cm) | nc | Unite emballee / Poids (kg) | nc |

CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES

| | | | |
|------------------|-----|------------------|----|
| Temperature mini | -10 | Temperature maxi | 40 |
| Humidite mini | 30 | Humidite maxi | 40 |

AUTRES CARACTERISTIQUES

13/11/2024 00:07:49 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr