

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM

Ref. M20500



DDM

CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

13/11/2024 00:46:04 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM



Ref. M20500

La manchette a pression fabriquee en France!

Description

Les manchettes a pression sont des dispositifs medicaux concus pour un usage en bloc operatoire, en unites de soins intensifs ou dans les vehicules de transport d'urgence. Elles permettent d'accelerer manuellement la perfusion de sang et de solutes, lorsque la gravite ne permet pas d'atteindre les debits souhaitees.

La manchette a pression GREYFUSE est compatible avec toutes les poches de solute ou de sang car elle existe en 3 tailles: 500cc, 1000cc et 3000cc

Surveillance optimisee et fiabilite

- Reutilisable et facile a nettoyer/desinfecter
- Visualisation de la poche de solute grace a un tissu transparent compose d'une tram et d'un maillage en polyamide.
- Plage de pression de 0 a 300mmHg par graduation de 10mmHg
- Precision de la pression du manometre a ± 3 mmHg
- Zone rouge sur le cadran a 300mmHg pour eviter la surpression
- Decompression controlee avec un robinet simple.

Toutes nos machettes sont fabriquees dans notre Manufacture de Castelculier pres d'Agen.

 13/11/2024 00:46:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

MANCHETTE A PRESSION GREY FUSE DDM



Ref. M20500

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	3700468211518	Code douanier	981090
Garantie (mois)	24	Pays	France
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	1.5
Unite nue / Poids (kg)	380		
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	-10	Temperature maxi	40
Humidite mini	30	Humidite maxi	40
AUTRES CARACTERISTIQUES			

13/11/2024 00:46:04 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr