


OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. A1.416.214



14/11/2024 21:48:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. A1.416.214

Otoscope LED innovant au format de poche.

Differents coloris disponibles !

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),

pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.

- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite

- Arret automatique apres 3 minutes

- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant

constant

- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux

- Temperature de couleur : environ 4 200 K

- Design de la tete optimise

- Loupe pivotante, grossissant 3 fois

- Orifice d'insufflation pour test pneumatique

- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de

verre renforcee, compatible avec la tete du dermatoscope et de

l'ophtalmoscope LuxaScope

- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF

- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses

- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de

4.0mm



14/11/2024 21:48:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

**OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED
2.5 V - LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. A1.416.214

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381960027	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Bleu		

📅 14/11/2024 21:48:12 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr