

## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. A1.416.954

CE

DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
**I**  
MEDICAL DEVICE

GARANTIE  
**2**  
2 YEARS  
GUARANTEE



14/11/2024 22:21:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED 2.5 V - LUXAMED®

## LUXAMED®

Ref. A1.416.954

Otoscope LED innovant au format de poche.

Differents coloris disponibles !

### Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques),

pas de fibre optique, le champ de vision n'est pas limite.

- Aucune maintenance, car aucun changement d'ampoule necessaire.
- Possibilite de faire varier l'intensite de la luminosite
- Arret automatique apres 3 minutes
- Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant
- Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux
- Temperature de couleur : environ 4 200 K
- Design de la tete optimise
- Loupe pivotante, grossissant 3 fois
- Orifice d'insufflation pour test pneumatique
- Manche compose de deux materiaux : aluminium et fibre de verre renforcee, compatible avec la tete du dermatoscope et de l'ophtalmoscope LuxaScope
- Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF
- Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses
- Inclus 20 speculums jetables gris dont 10 de 2,5mm et 10 de

4.0mm

14/11/2024 22:21:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**OTOSCOPE LUXASCOPE AURIS LED  
2.5 V - LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. A1.416.954

**Caracteristiques**

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963936	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Vert		

14/11/2024 22:21:33 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)