


DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.416.914



CE



14/11/2024 22:22:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED 2.5 V - LUXAMED ®

LUXAMED®

Ref. C1.416.914

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact SANS graduation.

Plusieurs coloris disponibles.

Description

Eclairage : Anneau LED avec 6 LED

(concentriques), pour une image très détaillée et une lumière homogène.

- **Aucune maintenance car aucun changement**

d'ampoule nécessaire.

- **Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilité**

- **Zoom en continu avec un grossissement possible**

en X10 avec une image sans distorsion

- **Design de la tête optimisé**

- **Possibilité de faire varier l'intensité de la**

luminosité pour éviter l'éblouissement

- **Arrêt automatique après 3 minutes**

- **Durée de vie des LED : environ 100 000 heures**

avec un courant constant

- **Eclairage lumineux : environ 10 000 Lux**

- **Température de couleur : environ 4 200 K**

- **Manche composé de deux matériaux :**

aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope

Luxascope CCT

- **Interrupteur sous forme de bouton-poussoir ON/OFF**

- **Alimentation : 2x piles alcalines AAA, incluses**

📅 14/11/2024 22:22:28 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 www.gsh-med.fr

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

**DERMATOSCOPE LUXASCOPE - LED
2.5 V - LUXAMED ®****LUXAMED®**

Ref. C1.416.914

Caracteristiques

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963868	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24		
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Blanc		

14/11/2024 22:22:28 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr