

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.114



+ Graduation  




14/11/2024 22:27:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED ®

## LUXAMED®

Ref. C1.516.114

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduee.

Disponible en plusieurs coloris.

### Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image tres detaillee et une lumiere homogene.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.

- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite

- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion

- Design de la tete optimise

- Possibilite de faire varier l'intensite de la lumiere  
**uminosite pour eviter l'eblouissement**

- Arret automatique apres 3 minutes**

Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant

 14/11/2024 22:27:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

**LUXAMED®**

Ref. 01516414 - Interrupteur à bouton-poussoir ON/OFF

### Caracteristiques

Alimentation : 2 piles alcalines AAA incluses

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963424	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
<b>MESURES</b>			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b>			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
<b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>			
Couleurs	Noir		

📅 14/11/2024 22:27:43 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

🌐 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)