

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.944




CE

DISPOSITIF MEDICAL
CLASSE
I
MEDICAL DEVICE

GARANTIE
2
2 YEARS
GUARANTEE

+ Graduation



14/11/2024 21:16:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

www.gsh-med.fr

+33(0)4 42 90 31 31

info@gsh-med.fr

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.944

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduee.

Disponible en plusieurs coloris.

Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image tres detaillee et une lumiere homogene.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.

- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite

- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion

- Design de la tete optimise

- Possibilite de faire varier l'intensite de la lumiere
uminosite pour eviter l'eblouissement

- Arret automatique apres 3 minutes**

Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant

 14/11/2024 21:16:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

 www.gsh-med.fr

 +33(0)4 42 90 31 31

 info@gsh-med.fr

Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT

DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. 01516944 - Interrupteur à bouton-poussoir ON/OFF

Caracteristiques

Alimentation : 2 piles alcalines AAA incluses

Marquage CE	CE	Dispositif Medical	Classe I
Code barre	04260381963745	Code douanier	90189084
Garantie (mois)	24	Pays	Allemagne
MESURES			
Unite emballee / Largeur (cm)	nc	Unite emballee / Hauteur (cm)	nc
Unite emballee / Longueur (cm)	nc	Unite emballee / Poids (kg)	nc
CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES			
Temperature mini	5	Temperature maxi	40
Humidite mini	10	Humidite maxi	90
AUTRES CARACTERISTIQUES			
Couleurs	Jaune		

📅 14/11/2024 21:16:10 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand
13290 Aix-en-Provence | France

☎ +33(0)4 42 90 31 31

✉ info@gsh-med.fr

🌐 www.gsh-med.fr