

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

LUXAMED®

Ref. C1.516.964



CE



+ Graduation



14/11/2024 21:20:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

## LUXAMED®

Ref. C1.516.964

Dermatoscope innovant en format de poche, avec plaque de contact graduee.

Disponible en plusieurs coloris.

### Description

- Eclairage : Anneau LED avec 6 LED (concentriques), pour une image tres detaillee et une lumiere homogene.

- Aucune maintenance car aucun changement d'ampoule necessaire.

- Plaque de contact amovible pour un nettoyage facilite

- Zoom en continu avec un grossissement possible en X10 avec une image sans distorsion

- Design de la tete optimise

- Possibilite de faire varier l'intensite de la l  
**uminosite pour eviter l'eblouissement**

- Arret automatique apres 3 minutes**

Duree de vie des LED : environ 100 000 heures avec un courant constant

 14/11/2024 21:20:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

 +33(0)4 42 90 31 31

 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

Manche composé de deux matériaux : aluminium et fibre de verre renforcée, compatible avec la tête de l'otoscope et d'ophtalmoscope Luxascope CCT

## DERMATOSCOPE LUXASCOPE LED 2.5 V, GRADUE - LUXAMED®

**LUXAMED®**

Ref. 01516964 - Interrupteur à bouton-poussoir ON/OFF

### Caracteristiques

Alimentation : 2 piles alcalines AAA incluses

|   |                |                               |           |
|---|----------------|-------------------------------|-----------|
| Marquage CE                               | CE             | Dispositif Medical            | Classe I  |
| Code barre                                | 04260381963769 | Code douanier                 | 90189084  |
| Garantie (mois)                           | 24             | Pays                          | Allemagne |
| <b>MESURES</b>                            |                |                               |           |
| Unite emballee / Largeur (cm)             | nc             | Unite emballee / Hauteur (cm) | nc        |
| Unite emballee / Longueur (cm)            | nc             | Unite emballee / Poids (kg)   | nc        |
| <b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPECIFIQUES</b> |                |                               |           |
| Temperature mini                          | 5              | Temperature maxi              | 40        |
| Humidite mini                             | 10             | Humidite maxi                 | 90        |
| <b>AUTRES CARACTERISTIQUES</b>            |                |                               |           |
| Couleurs                                  | Violet         |                               |           |

14/11/2024 21:20:19 - Informations et caracteristiques donnees a titre indicatif et pouvant etre sujettes a modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France

[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31

[info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)